

<b>Numéro de catalogue:</b>	N/2185	<b>Date d'expiration:</b>	Use within 18 months of packing date
-----------------------------	--------	---------------------------	--------------------------------------

<b>Description:</b>	Nitric acid 65%		
<b>Qualité:</b>	AR	<b>Application:</b>	For analysis

résultat Nom	spécification	Unité
Aluminium (Al)	$\geq 0$	ppm
Assay	$\leq 66$	%
Calcium (Ca)	$\leq 1$	ppm
Chromium (Cr)	$\leq 0.05$	ppm
Colour	$\leq 10$	APHA
Copper (Cu)	$\leq 0.1$	ppm
Iron (Fe)	$\leq 0.2$	ppm
Lead (Pb)	$\leq 0.1$	ppm
Magnesium (Mg)	$\leq 0.2$	ppm
Nickel (Ni)	$\leq 0.05$	ppm
Potassium (K)	$\leq 0.2$	ppm
Sodium (Na)	$\leq 2$	ppm
Total chloride (Cl)	$\leq 0.00005$	%
Total phosphorus (P)	$\leq 0.5$	ppm
Total silicon (Si)	$\leq 0.5$	ppm
Total sulfur (S)	$\leq 1$	ppm
Zinc (Zn)	$\leq 0.1$	ppm

<b>Information additionnelle:</b>	
-----------------------------------	--



*Paula Faulkes*

Mrs Paula Faulkes  
Responsable Assurance Qualité.

Friday 23rd of December 2022

Note: Les données indiquées sont valables pour tous les formats d'emballage de ce lot de ce produit, exprimées comme une extension de la référence indiquée ci-dessus. Si vous avez des questions au sujet de ce certificat, s'il vous plaît contactez le support technique sur +32 1456 5600