

BagPipet®

Pipette à volume fixe

Réf. 251 091 (BagPipet®)



Certification :



Fabrication :



BagPipet® est une pipette autoclavable qui prélève un volume fixe (0,1 mL / 0,9 mL / 1 mL) de tout liquide, même visqueux (lait, crème, yaourt, cosmétique...), sans aucun risque d'obstruction. Elle s'utilise avec un embout paille **BagTips®** dont la longueur permet d'atteindre le fond de tout sac d'analyse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pipette à volume fixe
- 3 calibrages : 0,1 mL / 0,9 mL / 1 mL
- Calibré selon les B.P.L "Bonnes Pratiques du Laboratoire"
- Autoclavable
- Ejection facile de l'embout
- Calibration facile
- Légère et ergonomique
- Egalement disponible : bouton poussoir à volume variable de 10 à 1000 µL (**Réf. 251 080**)
- Emballage (l x p x h) : 30 x 10 x 6 cm, poids brut : 250 g
- Garantie 1 an
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887, ISO 4833-2 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 mode d'emploi
- 1 pochette **BagTips® Regular**
- 1 bouton poussoir doseur 1000 µL monté
- 1 support pour bouton
- 2 boutons poussoirs doseurs (900 µL, 100 µL)
- 2 joints toriques
- 1 clé Allen
- Huile

ACCESSOIRES

- **Réf. 252 019 BagTips® Regular** : Embout paille traité par rayons gamma (5 à 12 kGY) pour BagPipet®.
Volume nominal : 1,1 mL - Longueur 190 mm - Quantité par carton : 1000
Emballage (l x p x h) : 27,5 x 23 x 11 cm, poids brut : 1,2 kg
- **Réf. 252 024 BagTips® Jumbo** : Embout paille traité par rayons gamma (5 à 12 kGY) pour BagPipet®.

interscience

Volume nominal : 2,2 mL - Longueur 240 mm - Quantité par carton : 1000
Emballage (l x p x h) : 27,5 x 23 x 11 cm, poids brut : 1,5 kg

2 / 2

BagPipet® BagTips®_FT_0920 Les informations et photos ne sont pas contractuelles. BagPipet® et BagTips® sont des marques déposées. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet www.interscience.com pour plus d'informations. RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860

interscience dans le monde

PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61
info@interscience.com

FRANKFORT

Tél. : +49 611 7238 7770
sales.germany@interscience.com

BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007
sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642
sales.china@interscience.com

SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232
sales.asia@interscience.com

TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715
sales.japan@interscience.com