



AS 4000.2 Support à pince

/// Fiche technique

Pour l'agitation de ballons, d'Erlenmeyer et flacons à fond rond (livré sans pinces tulipe).

Dimensions (l x L x H) 470 x 444 x 25 mm

Plaque 430 x 430 mm

Poids 2650 g

Nombre de pinces tulipes:

Erlenmeyer flasks: 55 x AS 2.1 (25 ml), 52 x AS 2.2 (50 ml), 25 x AS 2.3 (100 ml), 16 x AS 2.4 (250 ml), 11 x AS 2.5 (500 ml), 7 x AS 2.6 (1000 ml), 4 x AS 2.7 (2000 ml)

Volumetric flasks: 55 x AS 2.1 (25 ml), 55 x AS 2.2 (50 ml), 32 x AS 2.3 (100 ml), 21 x AS 2.4 (250 ml), 21 x AS 2.5 (500 ml), 12 x AS 2.6 (1000 ml), 5 x AS 2.7 (2000 ml)

Les vis de serrage pour la fixation du support sont comprises dans la livraison de l'agitateur-incubateur KS 4000.

Pour plus d'informations au sujet de nos agitateurs-secoueurs, veuillez-vous reporter à « Selection Guide – Shakers and



designed for scientists

attachments » dans la rubrique « téléchargement ».





designed for scientists

Données techniques

Profondeur [mm]	150
Hauteur [mm]	60
Poids [kg]	1.315
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40