

memmert

trust the best



Bain-marie
WTB

WTB | Pratique et robuste

Facile à nettoyer

- angles arrondis
- Surfaces en acier inoxydable

Facile à vider

- nouveau système de vidange

Facile à manipuler

- le plus petit encombrement possible




WTB Intuitif et convivial

Facile à utiliser

- Écran tactile de 3,5 pouces
- Nouvelle interface utilisateur


Des fonctions polyvalentes

- Timer
- Alarme
- Calibrage en 2 points
- Réglage des degrés Celsius / Fahrenheit



WTB CUSTOMVIEW

Grâce à l'outil de personnalisation
Vue à distance **CustomView** vous
choisissez l'information affichée.



WTB DONNÉES TECHNIQUES



WTB6
7,5 l



WTB11
10 l



WTB15
15 l



WTB24
24 l



WTB35
37,5 l



WTB50
51 l

Dimensions des modèles / Description des articles	6	11	15	24	35	50
Consommation électrique à 230/115 V, 50/60 Hz (W)	1000		1420		2800	
Plage de température de fonctionnement (°C)	min. 5 au-dessus de la température ambiante jusqu'à +100					
Plage de réglage de la température (°C)	+10 à 100					