

Produit	20063.365
Description du produit	Acétone
Grade / qualité	TECHNICAL
Numéro CAS	67-64-1
Formule moléculaire	CH ₃ COCH ₃
Masse moléculaire	58.08

Analyses	Spécifications
----------	----------------

Titre	≥ 99 %
Spectre IR	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.