

Produit	20065.362
Description du produit	Acétone
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	67-64-1
Formule moléculaire	CH ₃ COCH ₃
Masse moléculaire	58.08

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Acidité	Conforme
Alcalinité	Conforme
Aspect de la solution	Conforme
Insolubilité dans l'eau	Conforme
Spectre IR	Conforme
Substances apparentées	Conforme
Point d'ébullition	55.3 - 56.9 °C
Densité (20/4)	0.790 - 0.793
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm
Substances réduisant KMnO ₄ (en O)	≤ 2 ppm
Eau	≤ 0.3 %

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.