

Produit	20103.295
Description du produit	Acide acétique 99-100%
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	64-19-7
Formule moléculaire	H ₃ CCOOH
Masse moléculaire	60.05

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Point de solidification	16.0 - 16.6 °C
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
Résidu de calcination (SO ₄)	≤ 50 ppm
Résidu non volatil	≤ 50 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 5 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 5 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.