

Produit	20718.233
Description du produit	Acide L(+)-tartrique
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	87-69-4
Formule moléculaire	C ₄ H ₆ O ₆
Masse moléculaire	150.09

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Métaux lourds (en Pb)	≤ 5 ppm
Résidu de calcination (SO ₄)	≤ 100 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 50 ppm
C ₂ O ₄ (Oxalate)	≤ 0.1 %
Cl (Chlorure)	≤ 5 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 10 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 50 ppm
Ca (Calcium)	≤ 20 ppm
Fe (Fer)	≤ 5 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.