

Produit	20583.327
Description du produit	Acide perchlorique 60%
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	7601-90-3
Formule moléculaire	HClO ₄
Masse moléculaire	100.46

Analyses	Spécifications
Titre	60 - 62 %
Chlore libre	≤ 5 ppm
Résidu de calcination (SO ₄)	≤ 30 ppm
N total (Azote)	≤ 10 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 3 ppm
ClO ₃ (Chlorate)	≤ 10 ppm
PO ₄ + SiO ₄ (en SiO ₂)	≤ 5 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 10 ppm
Ag (Argent)	≤ 5 ppm
As (Arsenic)	≤ 0.05 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.1 ppm
Fe (Fer)	≤ 1.0 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 10 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.5 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.1 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.