

Produit	20742.293
Description du produit	Acide trichloroacétique
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS, Reag. Ph. Eur.
Numéro CAS	76-03-9
Formule moléculaire	C ₂ HCl ₃ O ₂
Masse moléculaire	163.39

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Transparence de la solution	Conforme ACS
Spectre IR	Conforme
Substances colorées par H ₂ SO ₄	Conforme
Point de fusion	≥ 57 °C
Métaux lourds (en Pb)	≤ 20 ppm
Résidu de calcination (SO ₄)	≤ 0.03 %
Insolubilité dans l'eau	≤ 50 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 10 ppm
NO ₃ (Nitrate)	≤ 20 ppm
PO ₄ (Phosphate)	≤ 5 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 0.02 %
Cu (Cuivre)	≤ 5 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.