



Produit	24257.293
Description du produit	Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	7783-85-9
Formule moléculaire	H ₈ FeN ₂ O ₈ S ₂ .6H ₂ O
Masse moléculaire	392.13

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.0 %
pH (25°C; 5 %)	3.0 - 5.0
P total (Phosphore)	≤ 30 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 10 ppm
Ca (Calcium)	≤ 10 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 10 ppm
Fe (III) (Fer)	≤ 0.03 %
K (Potassium)	≤ 50 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 50 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.1 %
Na (Sodium)	≤ 50 ppm
Pb (Plomb)	≤ 10 ppm
Zn (Zinc)	≤ 50 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.