

Produit	21572.188
Description du produit	Argent nitrate
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., ACS
Numéro CAS	7761-88-8
Formule moléculaire	AgNO ₃
Masse moléculaire	169.87

Analyses	Spécifications
Titre	99.8 - 100.5 %
Transparence de la solution	Conforme ACS
Acide libre	Conforme ACS
Identification (Ag)	Conforme Ph.Eur.
Identification (NO ₃)	Conforme Ph.Eur.
Solution dans l'eau	Conforme
Aspect de la solution	Conforme Ph.Eur.
Acidité ou alcalinité	Conforme Ph.Eur.
Aluminium, plomb, cuivre et bismuth	Conforme Ph.Eur.
Sels étrangers	≤ 0.3 %
Insolubilité dans l'eau	≤ 50 ppm
Non précipité par HCl (en SO ₄)	≤ 100 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 5 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 20 ppm
Ca (Calcium)	≤ 10 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 1 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 2 ppm
Fe (Fer)	≤ 2 ppm
K (Potassium)	≤ 50 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 5 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 5 ppm
Ni (Nickel)	≤ 5 ppm
Pb (Plomb)	≤ 10 ppm
Zn (Zinc)	≤ 1 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur./ACS	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium