

Produit	21592.154
Description du produit	Argent sulfate
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR
Numéro CAS	10294-26-5
Formule moléculaire	Ag ₂ O ₄ S
Masse moléculaire	311.79

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 98.5 %
Solution dans l'eau	Conforme
Métaux lourds étrangers (en Pb)	≤ 20 ppm
Insolubilité dans l'eau	≤ 0.02 %
Substances non précipitées par HCl	≤ 0.03 %
Cl (Chlorure)	≤ 20 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 5 ppm
Fe (Fer)	≤ 25 ppm
Pb (Plomb)	≤ 10 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001
Leuven; Belgium

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.