

**Nr de série 30495-041**  
**Modèle CS.195.105**



**Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC**  
**Modèle CS.195.105, corps gris anthracite (RAL 7016),**  
**avec portes battantes en gris clair (RAL 7035)**

**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / Construction :**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Dimensions	
Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	996,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieure	1835,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	75 kgs
Charge répartie	421,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m <sup>3</sup> /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	2 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	texture


Informations générales	
Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1026 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face



Ventilation naturelle

Vue de côté



Ventilation naturelle

Vue de dessus

