

# Armoire de sécurité FM pour produits inflammables - Haute 1 porte

## CONFORMITÉ

FM - OSHA - NFPA

## AVANTAGES

- Conforme aux spécifications NFPA et OSHA
- Conforme à la norme FM
- Stockage de produits inflammables

### MAIS AUSSI...

- Charnières de portes continues assurant un bon maintien des portes
- Bac de rétention en partie basse
- Conforme aux spécifications NFPA, OSHA et FM
- Construction très robuste en acier double paroi
- Etagères réglables en hauteur
- Fermeture à clef en 3 points
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Poignée de porte intégrée
- Point de fixation pour mise à la terre



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>MB22</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>manuelle</b>
Conformité	<b>FM - OSHA - NFPA</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>1850 x 1200 x 800</b>
Construction de l'armoire	<b>acier double paroi</b>	Ventilation	<b>Orifices de ventilation haut et bas avec grille pare-flammes (principe de Davy)</b>
Couleur des portes	<b>jaune</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>50</b>
Nombre de porte(s)	<b>1</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Bac(s) de rétention	<b>1</b>
Charnières	<b>droite</b>	Code douanier	<b>2147483647</b>

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Etagère pour armoires MB22 - SB22 (Réf : ES22)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
MB22	1651 x 591 x 457	1537 x 508 x 370	83	1	3	159	86.00