

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### TC 255 S



- Plage de température réglable entre 2 °C et 40 °C, en pas de 0,1 °C
- Faible consommation d'énergie
- Écran LED éclairé avec affichage des valeurs réelles/consignes
- Optimisé pour les déterminations de DBO à 20 °C

Code: 2438230

#### Polyvalent

Nos armoires à thermostat sont idéales pour conserver les échantillons par thermostatisation ou procéder à une détermination DBO dans le cadre de l'analyse des eaux usées. L'unité de réglage de la température intégrée est conforme à la directive CEM, CIE 61326 (« Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire »).

#### Thermostatisation continue

Les armoires à thermostat permettent d'effectuer une thermostatisation continue. De 2 - 40 °C, la température est réglable en pas de 0,1 °C.

#### Prises électriques intérieures

Grâce à plusieurs prises électriques placées à l'intérieur, l'utilisation d'appareils externes est un jeu d'enfant

#### Efficacité énergétique

Les composants ultraperformants et une isolation renforcée permettent de réduire la consommation d'énergie.

#### Variable

Vous pouvez choisir entre 4 modèles à porte en acier (volume utile de 135, 255 et 445 l) et 2 modèles à porte en verre (volume utile de 140 ou 235 l)

#### Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

#### TC 255 S

Parfait pour les applications les plus diverses du secteur de l'industrie et de la recherche. La température des armoires à thermostat est réglable individuellement en très petits pas - la LED vous indique à tout moment le Status Quo. Six modèles à porte en verre ou en acier pourvus de différents volumes utiles sont proposés.

#### Fiche technique

<b>Display</b>	Écran LED éclairé
<b>Fonctionnement</b>	Film protecteur des infiltrations d'eau sur la partie avant, 2 boutons avec retour d'info tactile
<b>Alimentation</b>	220 - 240 V / 50 Hz
<b>Capacité utile</b>	255 L
<b>Consommation</b>	environ 1.33 kWh/ 24h
<b>Classe climatique</b>	SN, + 10 °C à + 32 °C
<b>Liquide réfrigérant</b>	R600a
<b>Prises</b>	7
<b>Plage des températures</b>	+ 2 °C à + 40 °C, en pas de 0,1 °C
<b>Tolérance des températures</b>	Pour la DBO (T = 20 °C ±1 °C selon EN 1899)
<b>Capacité de la tablette de support</b>	45 kg
<b>Encastrable</b>	non
<b>Autres équipements</b>	Porte standard

<b>Conformité</b>	CE
<b>Dimensions</b>	600 x 1640 x 610 mm
<b>Dimensions internes</b>	470 x 1452 x 440 mm
<b>Poids</b>	61 kg

## Accessoires

Titre	Code
Unité de réglage de la température pour TC 255 S, TC 256 G	2428231-1
Emballage en bois, pour TC 175 S, TC 255 S, TC 256 G, TC 445 S (IPPC Standard - ISPM15)	425769
Insert grille pour TC 175 S, TC 255 S, TC 256 G	425791-1
Platine de rechange pour insert thermique	427542

**Tintometer GmbH**  
 Lovibond® Water Testing  
 Schleefstraße 8-12  
 44287 Dortmund  
 Tel.: +49 (0)231/94510-0  
 sales@lovibond.com  
 www.lovibond.com  
 Germany

**The Tintometer Limited**  
 Lovibond House  
 Sun Rise Way  
 Amesbury, SP4 7GR  
 Tel.: +44 (0)1980 664800  
 Fax: +44 (0)1980 625412  
 sales@lovibond.uk  
 www.lovibond.com  
 UK

**Tintometer China**  
 Room 1001, China Life Tower  
 16 Chaoyangmenwai Avenue,  
 Beijing, 100020  
 Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
 Fax: +86 10 85251001  
 chinaoffice@tintometer.com  
 www.lovibond.com  
 China

**Tintometer South East Asia**  
 Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
 Lebuhr Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
 Klang, 41200, Selangor D.E  
 Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
 Fax: +60 (0)3 3325 2287  
 lovibond.asia@tintometer.com  
 www.lovibond.com  
 Malaysia

**Tintometer Brazil**  
 Caixa Postal: 271  
 CEP: 13201-970  
 Jundiaí – SP  
 Tel.: +55 (11) 3230-6410  
 sales@tintometer.com.br  
 www.lovibond.com.br  
 Brazil

**Tintometer Inc.**  
 6456 Parkland Drive  
 Sarasota, FL 34243  
 Tel: 941.756.6410  
 Fax: 941.727.9654  
 sales@lovibond.us  
 www.lovibond.com  
 USA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**  
 Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
 Sanathnagar Industrial Estate,  
 Hyderabad, 500018  
 Telangana  
 Tel: +91 (0) 40 23883300  
 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
 indiaoffice@lovibond.in  
 www.lovibondwater.in  
 India

**Tintometer Spain**  
 Postbox: 24047  
 08080 Barcelona  
 Tel.: +34 661 606 770  
 sales@tintometer.es  
 www.lovibond.com  
 Spain