

Armoire de sécurité à filtration - Haute 2 portes - 3 compartiments

CONFORMITÉ

CE, NF X 15-211

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Etagères perforées pour l'écoulement des liquides
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Capacité d'adsorption des filtres et système de filtration homologués à la norme NF X 15-211
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Disponible en différentes configurations : 1, 2, 3 ou 4 compartiments
- Filtre à charbon actif testé à la norme NF X 15-211
- Arrête 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur à 0.3 µm
- Facilité de remplacement du filtre
- Pictogrammes normalisés fournis
- Solution sans génie civil
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Référence | AF43C | Fermeture de(s) porte(s) | manuelle |
| Conformité | CE, NF X 15-211 | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Construction de l'armoire | acier 15/10e et portes double paroi | Ventilation | Entrée d'air latérale Sortie d'air en toiture |
| Couleur des portes | blanche RAL 9010 liserets bleus RAL 5015 | Nombre de compartiment(s) | 3 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Bac(s) de rétention | 3 |
| Type de porte(s) | battantes | Usage | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs |
| Charnières | droite et gauche | Code douanier | 94032080 |

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour armoires série 12.X depuis 2008 (Réf : CORG301)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour armoires série 12.X depuis 2008 (Réf : FOR300)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour armoires série 12.X depuis 2008 (Réf : ORG300)

OPTIONS

- Demi-étagère perforée pour série 12.X (Réf : ESAF2-2X)
- Etagère perforée pour série 12.X (Réf : ESAF2X)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| AF43C | 1950 x 1600 x 545 | 1660 x (1 x)780+(2 x)380 x 500 | 290.00 |