


# FICHE TECHNIQUE

## Appareil Méthode MONIER-WILLIAMS

Référence : DIS/WIL

Appareil disponible en version complète ou en pièce détachée


- 1- Adaptateur d'entrée
- 2- Ampoule cylindrique
- 3- Ballon Fond Rond 1 Litre
- 4- Tube d'arrivée des gaz
- 5- Condenseur Allihn
- 6- Barboteur
- 7- Réceptacle



## Description

- Ampoule cylindrique : capacité  $\geq 100$  ml
- Ballon à fond rond : capacité de 1 L
- Tube d'arrivée des gaz : longueur suffisante pour permettre l'induction d'azote à moins de 25 mm du fond du ballon
- Condenseur : longueur de 300 mm
- Réceptacle :  $\varnothing$  intérieur 25 mm, longueur 180 mm

- Barboteur :



## Unité de vente

A l'unité