

VARIOKLAV[®]

EXCELLENCE IN AUTOCLAVES

BlueLine LC

BlueLine - Lite Complete.



- Autoclaves autoportants avec une capacité de 75, 135 et 155 litres
- Chambre de stérilisation avec génération de vapeur dans un plancher surélevé séparé
- Revêtement galvanisé à chaud et peint par poudrage
- Entièrement équipé et prêt à fonctionner avec
 - Réservoir d'eau d'alimentation
 - Réservoir de collecte des condensats
 - Panier à grille
 - Panier à grille avec bac de récupération
- Programmes standard pour les liquides, les déchets et les instruments
- Aucun raccordement d'eau sur site nécessaire
- Possibilité de raccordement à la ligne d'eau VE
- Module de filtration de l'air évacué disponible pour le laboratoire S2

Autoclaves autoportants - entièrement prêts à être raccordés avec une capacité de 75, 135 ou 155 litres

VARIOKLAV autoclaves		75 S Lite Complete	135 S Lite Complete	155 S Lite Complete
Volume utile	l	75	135	155
Dimensions utiles (ø/L)	mm	400/600	500/700	500/800
Dimensions extérieures (L/D/H)	cm	50/65/100	60/75/105	60/75/115
Poids de l'unité de base	kg	140	170	190
Température de fonctionnement	°C	98° - 135° optional 140°		
Pression	bar	Surpression/dépression maximale de fonctionnement 4.0/-1		
Générateur de vapeur	l	6,0 (volume)	8,0 (volume)	
Boîtier		revêtement en poudre		
Capacité de chauffage	kW	4,5	7,5	
Numéro d'article		51024305	51024309	51024310