

DTD 2

Bac d'égouttage

pour le placement en toute sécurité de bidons.

Code EAN: 4002515933695 / Numéro de matériel: 10695460 /
Ancien Numéro de matériel: 61910001D



Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	62
Dimension extérieure, largeur nette en mm	262
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	420
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	74
Dimension extérieure, largeur brute en mm	327
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	463
Poids brut en kg	1

- Offre de la place pour 2 bidons de fluide
- Stabilité assurée des bidons de 5 et 10 l de la gamme ProCare
- Vidange intégrale du bidon grâce à l'angle d'inclinaison
- Conçu pour l'utilisation dans un meuble contigu