


BAIN DE SABLE ELECTRIQUE ST72

Ref : 827.096458.14



Plaque en alliage d'aluminium, boîtier en acier inoxydable avec contrôle de température réglable.

- Construction robuste pour usage de longue durée
- Température uniforme sur toute la surface

Cadre en acier inoxydable d'une hauteur de 50mm. Quatre pieds ajustables pour une bonne stabilité.

CARACTERISTIQUES	
Puissance (W)	2200
Température	50-300°C
Dimensions (mm)	A=360 B= 360 C=358 D=358
Poids (kg)	14