



BAIN-MARIE THERMOSTATE 20 L CUVE INOX BBM

Référence :
PE 380

☀ **Chauffage : réglable jusqu'à 100°C**

📏 **Volume : 20 L**

Avantages produit :

La température est réglable jusqu'à 100 °C avec couvercle grâce à une régulation électronique et un chauffage par résistance

Cuve emboutie sans soudure

Description

Bain-marie thermostaté cuve inox 20 L réglage de température par potentiomètre

Caractéristiques	Données Techniques	Accessoires en
Type	Bain- marie thermostaté cuve inox	
Matière	Cuve : acier inoxydable Enveloppe : calorifugée et peinte époxy	
Dimensions intérieures cuve (longueur x largeur x profondeur)	34 X 24 X 26 cm	
Volume utile	20 L	
Équipement	Chauffage par résistances situées sous la cuve	

Chauffage & température	Température réglable de + 5 °C par rapport à la température ambiante jusqu'à 100 °C maximum. Un couvercle est nécessaire pour obtenir une bonne régulation et une température au dessus de 65 °C : couvercle-toit ou couvercle plat
Réglage/commande/affichage	Affichage analogique Tableau de commande avec - Un interrupteur lumineux vert « marche/arrêt » - Un potentiomètre de réglage de température - Un témoin lumineux rouge de chauffe