

BANDES DE 4/8 TUBES PCR, PP

LABSOLUTE®



LABSOLUTE® propose une gamme complète de consommables pour PCR. Parmi ces produits figurent des tubes individuels, des bandes de 8 tubes, des bandes de capuchons, des plaques de 96 puits et des films de fermeture. Outre les variantes de profil standard avec un volume de travail de 0,2 ml, certaines variantes de profil bas avec un volume de travail de 0,1 ml sont également disponibles pour les bandes et les plaques.

- Utilisables dans tous les thermocycleurs courants
- Transfert thermique optimal et temps de cycle courts grâce à des parois très fines et uniformes
- Plaques PCR 96 puits avec codage alphanumérique noir
- Exempts de DNase, RNase, ADN humain, endotoxines et pyrogènes

Les bandes LABSOLUTE® de 4/8 tubes PCR offrent un transfert de chaleur optimal entre le bloc du thermocycleur et le mélange réactionnel grâce à leurs parois de tubes extra fines et uniformes.

- Une fermeture sûre réduit la perte de liquide
- Bandes de couvercles également disponibles séparément
- PP de haute qualité
- Sans DNase, RNase et ADN humain
- Profil standard avec volume de travail de 0,2 ml
- Profil bas avec volume de travail de 0,1 ml
- Autoclavables

Accessoires **Support pour tubes à réaction PCR, 96 emplacements, PP**

Accessoires **Bandes de capuchons PCR, PP**

Alternative **Tubes individuels PCR 0,2 ml, PP**

Alternative **Plaque PCR 96 puits, PP**

1



PO number	Description	Volume ml	Couleur	Conditionnement	Référence
7696519 Code SH: 39269097	Bande de 4 pour Qiagen/Corbett Rotor-Gene®	0,1	Transparent	250	7.696 519
1 7696510 Code SH: 39269097	Bandes de 8 avec bandes de capuchons plats	0,2	Transparent	125	7.696 510
7696511 Code SH: 39269097	Bande de 8 avec couvercles bombés	0,2	Transparent	125	7.696 511
7696512 Code SH: 39269097	Bandes de 8 avec bandes de capuchons plats	0,1	Transparent	120	7.696 512
7696514 Code SH: 39269097 Accessoires ▾	Bandes de 8 sans bande de capuchons	0,2	Transparent	125	7.696 514
7696516 Code SH: 39269097	Bandes de 8 avec capuchons individuels plats attachés	0,2	Transparent	120	7.696 516
7696517 Code SH: 39269097	Bandes de 8 avec capuchons individuels plats attachés	0,1	Transparent	120	7.696 517
7696518 Code SH: 39269097	Bandes de 8 avec capuchons individuels bombés et attachés	0,2	Transparent	120	7.696 518