

BISTOURI A USAGE UNIQUE STERILE SWANN MORTON BOITE DE 10



Choisir une référence

NUMÉRO 23 (BISSM23) >

INDICATIONS

Bistouri à usage unique indiqué pour réaliser des interventions chirurgicales nécessitant l'usage d'un bistouri

MATÉRIAUX UTILISÉS

P

ÉTIQUETAGE

sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot/série, le mode de stérilisation et la date de péremption si applicable

DISPOSITIF MÉDICAL

- classe DM : IIa
- organisme notifié DM : 2797
- directive/règlement UE : 2017/745
- annexe : IX

STÉRILE

- stérile : OUI
- méthode de stérilisation : rayon gamma

CONFORMITÉ

- Instruments chirurgicaux - Bistouris à lames détachables - Dimensions assemblage
- Stérilisation des produits de santé. Irradiation. Partie I: Exigences relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle de routine d'un procédé de stérilisation pour les DM.
- DM -Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations relatifs aux dispositifs médicaux