

BOITES DE PETRI Ø 55 EN POLYSTYRENE CRISTAL AVEC 3 ERGOTS

Analyses microbiologiques

Caractéristiques

MATIERE	Polystyrène cristal - transparent
ERGOTS DE VENTILATION	3
HAUTEUR	14,5 mm ± 0,2 – fond 13,1 mm ± 0,2
DIAMETRE	Total : 58,0 mm ± 0,2 – fond : 55,0 mm ± 0,2
POIDS	13,3 g ± 0,3
TEMPERATURE D'INCUBATION	Inférieure à 55°C
TEMPERATURE DE COULAGE	Inférieure à 60°C
PLANEITE DU FOND	Tolérance inférieure à 0,3 mm

Conditionnement

NOMBRE DE BOITES PAR CARTON	1200
NOMBRE DE BOITES PAR SACHET	15
NOMBRE DE SUREMBALLAGE	0 ou 1

Qualité

ENVIRONNEMENT DE FABRICATION	Classe ISO 7
BIOCHARGE	Inférieure à 10 ⁻⁴ par boîte
QUALITE SANITAIRE	Aseptique
TRACABILITE	Etiquette avec référence et n° de lot –code barres possible
CONFORMITE AUX NORMES	ISO 24998
	Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
	Absence de métaux lourd – directive CE/94/62
	Alimentarité matière – règlement (CE) n° 1935/2004

PRECAUTION

USAGE UNIQUE

