



Z.A. de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P. 4125
44 241 La Chapelle-sur-Erdre cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 40 93 53 53 - Fax : +33 (0)2 40 93 41 00
info@humeau.com - www.humeau.com

Fiche technique 272901

BOITES DE PETRI HUMEAU Ø 90 mm h 14,2 mm *TROIS ERGOTS ASEPTIQUES*
(Fabriquées en salle blanche ISO 6)

Fabriquées en Europe

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :	
REFERENCE :	272901
MATERIEL :	Polystyrène
APPARENCE :	Cylindrique
DIMENSIONS :	ø: 90 mm Hauteur: 14,2 mm
COULEUR :	Neutre, transparent
2. STERILISATION :	Aseptique (fabriqué en salle blanche)
3. QUANTITÉ DE BOÎTES :	480 pièces par cartons
4. QUANTITÉ INTÉRIEURE :	20 pièces par sachets
5. DIMENSION CARTON :	Dimensions de la boîte : 58,5 x 38,5 x 34 cm
6. POIDS BRUT DU CARTON :	8,90 Kg
7. STOCKAGE :	Ne pas exposer à proximité de flammes.