



designed for scientists



MultiDrive MI 250 - S

/// Fiche technique



designed for scientists

Données techniques

Type de fonctionnement	batch
Système de travail	impact
Plage de vitesse [rpm]	3000 - 20000
Vitesse périphérique [m/s]	75
Volume utile max. [ml]	250
Dureté de la substance à travailler max. [Mohs]	5
Granulométrie max. de la charge [mm]	7
Matériau fléau/lame	inox 1.4034
Matériau broyeur	Inox 1.4301
Matériau (autres)	acier inoxydable, silicone
Durée de fonctionnement MARCHE [min]	5
Durée de fonctionnement ARRET [min]	10
Broyeur, avec refroidissement à l'eau	oui
Matière broyée peut être réfrigérée dans le broyeur avec de la glace carbonique	oui
Conforme à la FDA	oui
Usage multiple	oui
Diamètre du batteur/couteau [mm]	71
Résiste aux abrasifs	oui
Dimensions (L x H x P) [mm]	160 x 180 x 160
Poids [kg]	1.5
Humidité relative admissible [%]	80