



▶ CGG - Etroite ouverture, verre

Icones flacons



Capacité



Capacité total



Hauteur



Base




Vis



Poids

DIN 18, caractéristiques



- 1 | Remplissant les spécifications de la Pharmacopée Européenne et des Etats-Unis.
- 2 | Fabriqués en verre sodocalcique type III.
- 3 | Disponibles en verre transparent, ambré, bleu cobalt et vert.
- 4 | Système de contrôle de qualité du produit sous garantie d'analyses physiques et chimiques : vérification des caractéristiques dimensionnelles, résistance au choc thermique, résistance hydrolytique et résistance à la pression.
- 5 | Vis DIN 18.

▶ Flacons col à vis DIN-18, verre blanc



| Référence | Couleur | | | | | | |
|-----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|------|
| CGG014 | Transp. | 5 mL | 6,7 mL | 50,2 mm | 22,0 mm | DIN 18 | 22,0 |
| CGG015 | Transp. | 10 mL | 12,5 mL | 58,0 mm | 24,8 mm | DIN 18 | 27,5 |
| CGG016 | Transp. | 15 mL | 20,0 mL | 65,0 mm | 28,5 mm | DIN 18 | 35,0 |
| CGG017 | Transp. | 30 mL | 35,0 mL | 78,8 mm | 33,0 mm | DIN 18 | 48,0 |
| CGG018 | Transp. | 50 mL | 57,0 mL | 92,2 mm | 37,2 mm | DIN 18 | 55,0 |
| CGG019 | Transp. | 100 mL | 105,0 mL | 112,0 mm | 44,5 mm | DIN 18 | 88,0 |

▶ Flacons col à vis DIN-18, verre jaune



| Référence | Couleur | | | | | | |
|-----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|------|
| CGG020 | Ambré | 5 mL | 6,7 mL | 50,2 mm | 22,0 mm | DIN 18 | 22,0 |
| CGG021 | Ambré | 10 mL | 12,5 mL | 58,0 mm | 24,8 mm | DIN 18 | 27,5 |
| CGG022 | Ambré | 15 mL | 20,0 mL | 65,0 mm | 28,5 mm | DIN 18 | 35,0 |
| CGG023 | Ambré | 30 mL | 35,0 mL | 78,8 mm | 33,0 mm | DIN 18 | 48,0 |
| CGG024 | Ambré | 50 mL | 57,0 mL | 92,2 mm | 37,2 mm | DIN 18 | 55,0 |
| CGG025 | Ambré | 100 mL | 105,0 mL | 112,0 mm | 44,5 mm | DIN 18 | 88,0 |



Capacité



Capacité total



Hauteur



Base



Vis



Poids

► Flacons col à vis DIN-18, verre bleu cobalt



| Référence | Couleur | | | | | | |
|-----------|-------------|--------|----------|----------|---------|--------|------|
| CGG026 | Bleu cobalt | 5 mL | 6,7 mL | 50,2 mm | 22,0 mm | DIN 18 | 22,0 |
| CGG027 | Bleu cobalt | 10 mL | 12,5 mL | 58,0 mm | 24,8 mm | DIN 18 | 27,5 |
| CGG028 | Bleu cobalt | 15 mL | 20,0 mL | 65,0 mm | 28,5 mm | DIN 18 | 35,0 |
| CGG029 | Bleu cobalt | 30 mL | 35,0 mL | 78,8 mm | 33,0 mm | DIN 18 | 48,0 |
| CGG053 | Bleu cobalt | 50 mL | 57,0 mL | 92,2 mm | 37,0 mm | DIN 18 | 55,0 |
| CGG054 | Bleu cobalt | 100 mL | 105,0 mL | 112,0 mm | 44,0 mm | DIN 18 | 88,0 |

► Flacons col à vis DIN-18, verre vert



| Référence | Couleur | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|------|
| CGG030 | Vert | 5 mL | 6,7 mL | 50,2 mm | 22,0 mm | DIN 18 | 22,0 |
| CGG031 | Vert | 10 mL | 12,5 mL | 58,0 mm | 24,8 mm | DIN 18 | 27,5 |
| CGG032 | Vert | 15 mL | 20,0 mL | 65,0 mm | 28,5 mm | DIN 18 | 35,0 |
| CGG033 | Vert | 30 mL | 35,0 mL | 78,8 mm | 33,0 mm | DIN 18 | 48,0 |



CGL - Bouchons pour flacons verre

► Bouchon compte-gouttes avec tube en verre, DIN 18



- 1 | Bouchon de polyéthylène scellé, tétine (sans latex) et tube en verre.
- 2 | Couleur noir



| Référence | Couleur | Description |
|-----------|---------|--|
| CGL024 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons 5 mL |
| CGL025 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons 10 mL |
| CGL026 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons 15 mL |
| CGL027 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons 30 mL |
| CGL028 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons 50 mL |
| CGL029 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons 100 mL |



▶ CGL - Bouchons pour flacons verre

▶ Bouchon DIN 18



Réf - CGL030

- 1 | Bouchon de sécurité pour enfants scellé avec compte-gouttes interne (CGL002)
- 2 | Fabriqué en polyéthylène et disponible en couleur jaune.

| Référence | Description | Couleur |
|-----------|---|---------|
| CGL002 | Bouchon sécurité compte-gouttes interne | Jaune |
| CGL030 | Bouchon compte-gouttes interne | Noir |

▶ Bouchon compte-gouttes interne, DIN 18



- 1 | Fabriqué en polyéthylène, bouchon de protection et compte-gouttes interne

| Référence | Description | Couleur |
|-----------|--------------------------------|---------|
| CGL023 | Bouchon compte-gouttes interne | Blanc |

▶ Bouchon compte-gouttes avec tube en verre, DIN 18



- 1 | Bouchon de polyéthylène scellé, tétine (sans latex) et tube en verre.
- 2 | Couleur blanc

| Référence | Couleur | Description |
|-----------|---------|--|
| CGL003 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons 5 mL |
| CGL004 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons 10 mL |
| CGL005 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons 15 mL |
| CGL006 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons 30 mL |
| CGL007 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons 50 mL |
| CGL008 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons 100 mL |

