

0511812

# FICHE TECHNIQUE

## MÉDIPROTEC®

### Casquette résille PLP non tissé blanc

- Casquette
- Matière : Polypropylène non tissé
- Elastique cousu sur le derrière de la casquette
- Couleur : BLANC
- Dimensions : 48 x x 8,5 cm
- Epaisseur : coiffe : 30 gr/m<sup>2</sup> + résille : 12 gr/m<sup>2</sup>



### Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	Sachet de 100	Carton de 1000	Palette de 20 cartons 5 couches de 4 cartons
Dimensions en cm	26 x 13 x 18 cm	61 x 28 x 35 cm	80 x 120 cm
Code barre EAN 13	3221170003135	3221170000677	-

### Avantages

- Elastique sans latex
- Légère
- Confortable

Origine	CHINE
Code douanier	6506910000