

A 208

Chariot

pour la prise en charge optimale de 8 compléments à mailles.



- Grande capacité : traitement de 8 compléments à mailles DIN
- 4 autres possibilités de raccordement pour instruments à cavité
- Si besoin, le niveau amovible augmente la hauteur de chargement

Code EAN: 4002515809242 / Numéro de matériel: 10616030 / Ancien Numéro de matériel: 69620800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des compléments à mailles	•
Capacité	
Complément à mailles DIN [nombre]	8
Instruments avec lumen [nombre]	4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	397
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	546
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40