

SteriCloth



Reference 253838

**Chiffonnette 34 x 37 cm, eau distillée,
dans sachet à lien de refermeture, avec 2 gants**



Norme ISO 13307
Microbiologie des aliments
Stade de production primaire
Techniques de prélèvement



**Réglementation
Européenne**

Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en élevage de volailles.
Pour la collecte de poussières en vue de la recherche de *Salmonelle*
dans l'environnement de production des espèces réglementées *Gallus gallus*, dindes, et autres.

Composition :

- **Chiffonnette**
 - Bleue, non-tissé, structure alvéolée
 - 34 x 37 cm
- **Diluant**
 - Eau distillée
 - Dose calibrée: 30 ml
- **Sachet de prélèvement**
 - 18x30cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
 - Zone d'identification du prélèvement
- **Paire de gants**
 - Bleu, qualité vinyle, ambidextres, non-poudrés, taille 9 (L)
 - Livré dans un sachet zip 18 x 25cm, avec le kit de prélèvement chiffonnette



Reference	Conditionnement	Dimensions du conditionnement
253838	Carton de 100 pièces	40 x 30 x 30 cm

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité*
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023