

Référence Humeau 253875

Compresse, 20 x 20 cm, eau peptonée tamponnée,
dans sachet à prédécoupe laser



Norme ISO 18593
Méthodes horizontales pour
les prélèvements de surface



Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en industrie agro-alimentaire.
Bactéries recherchées : Listeria, Salmonella, autres pathogènes.

Composition :

- **Compresse**
 - Blanche, non-tissé,
 - 20 x 20 cm
- **Diluant**
 - Eau peptonée tamponnée
 - Dose calibrée : 8 ml
- **Sachet de prélèvement bleu**
 - l 20 x h 32,5 cm, ouverture facile à prédécoupe laser
 - Large zone d'indentification du prélèvement



Référence	Conditionnement
253875	Carton de 200 pièces (10 sachets à fermeture zip, 30 x 40 cm contenant 20 pièces)

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité *
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

07/02/2024