



Référence 253865

Chiffonnette 32 x 17 cm, sèche
dans sachet à prédécoupe laser



Norme ISO 18593
Méthodes horizontales pour
les prélèvements de surface

Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en industrie agro-alimentaire.
Bactéries recherchées : Listeria, Salmonella, autres pathogènes

Composition :

- **Chiffonnette**
 - Bleue, non-tissé, structure pleine
 - 32 x 17 cm
- **Diluant**
 - Absence (chiffonnette sèche)
- **Sachet de prélèvement bleu**
 - l 20 x h 32,5 cm, ouverture facile à prédécoupe laser
 - Large zone d'indentification du prélèvement



Référence	Conditionnement
253865	Carton de 200 pièces (10 sachets à fermeture zip 30 x 40 cm, contenant chacun 20 pièces)

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité *
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	24 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023