



Référence 253854

Chiffonnette 34x16cm, eau peptonée à 10% de neutralisant, dans sachet à lien de refermeture, avec 2 gants



Norme ISO 18593
Méthodes horizontales pour les prélèvements de surface

Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en industrie agro-alimentaire.
Pour vérification de l'efficacité de la désinfection, en présence de résidus de désinfectant.
Bactéries recherchées : Listeria, Salmonella, autres pathogènes.

Composition :

- **Chiffonnette**
 - Bleue, non-tissé, structure alvéolée
 - 34 x 16 cm
- **Diluant**
 - Eau peptonée tamponnée à 10% de neutralisant
 - Dose calibrée : 10 ml
- **Sachet de prélèvement protocole vert**
 - 18x30cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
 - Large zone d'identification du prélèvement
- **Paire de gants**
 - Bleu, qualité vinyle, ambidextres, non-poudrés, taille 9 (L)
 - Livré dans un sachet zip 18 x 25cm, avec le kit de prélèvement chiffonnette



| Référence | Conditionnement |
|-----------|----------------------|
| 253854 | Carton de 130 pièces |

Stérilité et traçabilité :

| Mode de stérilisation | Certificat de stérilité | Validité | Traçabilité * |
|--|-------------------------|----------|-----------------------------|
| ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum | dans chaque carton | 12 mois | sur chaque produit / carton |



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023