



## Référence 253857

**Chiffonnette 34 x 16 cm, eau peptonée tamponnée, dans sachet à lien de refermeture**



**Norme ISO 18593**  
Méthodes horizontales pour les prélèvements de surface

### Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en cours de production, en industrie agro-alimentaire.  
Bactéries recherchées : Listeria, Salmonella, autres pathogènes.

### Composition :

- **Chiffonnette**
  - Bleue, non-tissé, structure alvéolée
  - 34 x 16 cm
- **Diluant**
  - Eau peptonée tamponnée
  - Dose calibrée : 10 ml
- **Sachet de prélèvement**
  - 18x30cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
  - Large zone d'indentification du prélèvement



Référence	Conditionnement
253857	Carton de 300 pièces (12 sachets à fermeture zip 30 x 40 cm, contenant chacun 25 pièces)

### Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité *
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

\* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023

