



CHRONOMETRE – 2 temps – Grand affichage – Pile isolée



Pile isolée

avant la 1ère utilisation



RÉF 503CA

- 1 ligne d'affichage
- Capacité 24h
- Comptage 1/100^{ème} sec à 30 min et à la seconde de 30 min à 24h
- Start/Stop sonore
- Temps net et d'addition
- Temps intermédiaire / Rattrapante (Split)
- Temps des 1^{er} et 2^{ème} arrivés
- Horloge / Calendrier / Alarme
- Boîtier ABS noir ou jaune (coloris au choix)
- Dim : 200x12x30mm / 100g
- Pile 357 – Pile isolée avant la première utilisation



Possibilité de livrer en mallettes semi rigides nylon + mousse de 10, 16, 20 ou 24 pcs

Code douanier 910291009000Q – Origine CHINE (sous réserve de modification)





MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE -FRANCE

Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21

Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

