

LCexv 4010

Combiné de laboratoire électronique Comfort
MediLine

Door
Lock

Smart
Monitoring



Volume brut/utile

Réfrigérateur 254/240 l

Congélateur 107/105 l

Dimensions extérieures en mm (L/P/H) 601/618/2003

Dimensions intérieures en mm (L/P/H)

Réfrigérateur 440/441/1105

Congélateur 433/433/597

Consommation électrique en 365 jours 657 kWh

Température ambiante +10 °C à +35 °C

Dégagement de chaleur 367 kJ/h

Réfrigérant R 600a

Niveau sonore 52 dB(A)

Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V~

Système de réfrigération dynamique

Dégivrage automatique

Plage de température réglable

Réfrigérateur +3 °C à +16 °C

Congélateur -9 °C à -30 °C

Matériau de l'habillage/couleur acier / blanc

Matériau de la porte acier

Matériau de la cuve intérieure ABS alimentaire blanc

Régulation électronique affichage LED à 7 segments avec touches

Alarme de température optique et sonore

Alarme de panne de courant lorsque le courant revient

Contact sans potentiel oui

Type de mise en réseau SmartCoolingHub

Solution de mise en réseau Installation ultérieure possible

Interface de connexion RS485

Tablettes de rangement réglables

Réfrigérateur 4

Surface de rangement utile en mm (L /

P)

Résistance tablettes de rangement 40 kg

Tiroirs 3

Poignée barre Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré

Passage de capteurs 1 x Ø 10 mm

Type de serrure mécanique

Ouverture de porte à droite, réversibles

Poids brut/net 92/85 kg

EAN-Nr. 9005382237151