

LCv 4010

Combiné de laboratoire électronique Comfort
MediLine



Volume brut/utile	
Réfrigérateur	254/240 l
Congélateur	107/105 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	601/618/2003
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	
Réfrigérateur	440/441/1105
Congélateur	433/433/597
Consommation électrique en 365 jours	657 kWh
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	367 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	52 dB(A)
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	
Réfrigérateur	+3 °C à +16 °C
Congélateur	-9 °C à -30 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	affichage LED a 7 segments avec touches
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartCoolingHub
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	RS485
Tablettes de rangement réglables	
Réfrigérateur	4
Surface de rangement utile en mm (L / P)	409
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Tiroirs	3
Poignée barre	Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	89/83 kg
EAN-Nr.	9005382237199