


E 144

Complément

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 18 béchers.



- Convient pour 18 béchers
- Équipé de 18 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 400251115996 / Numéro de matériel: 03808710 /

Ancien Numéro de matériel: 69514401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	18
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	131
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	180
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	1,37
Poids brut en kg	1,38