


Fiche technique

POINTES AVEC FILTRE EN RACK, STÉRILES

LABSOLUTE®



LABSOLUTE® propose une gamme complète pour toutes les tâches de pipetage, que ce soit en sachet, en boîte ou dans un système de recharge efficace : toutes les pointes de pipettes font partie d'un système dont les composants peuvent être remplacés. Les pointes de pipettes sont fabriquées en PP pur et satisfont aux exigences de la norme EN ISO 8655. En combinaison avec les pipettes LABSOLUTE®, vous obtenez ainsi une unité de pipetage parfaite. Grâce à leur forme universelle et à leur matériau de haute qualité, les pointes garantissent également un ajustement ferme et parfaitement étanche sur de nombreux autres modèles de pipettes, tout en réduisant les forces d'insertion et d'éjection. La fabrication et le conditionnement entièrement automatisés des pointes de pipettes dans des conditions de salle blanche garantissent un travail sans contamination avec des produits certifiés exempts de DNase, RNase, ADN humain et pyrogènes, pour des résultats reproductibles et cohérents.

- Haut niveau de qualité
- Pointes graduées : Le volume est visible en un coup d'œil
- Pointes 200 µl et 1 000 µl également disponibles en jaune et en bleu.
- Autoclavables

Nos boîtes de pointes de pipettes offrent toutes les conditions pour un pipetage confortable et efficace :

- Fermeture facile à utiliser pour une ouverture d'une seule main
- Vue complète des pointes grâce au design entièrement transparent
- Identification du volume en un coup d'œil grâce aux plaques de support colorées
- Système de recharge : Retrait et remplacement simples et rapides des plaques de support
- Boîtes empilables pour un rangement peu encombrant et sûr
- Autoclavables

Nos pointes avec filtre offrent une double protection ! Le matériau filtrant à pores fins en PE sert de barrière efficace contre les aérosols et les biomolécules pour protéger votre échantillon. Parallèlement, le matériau filtrant hydrophobe évite de contaminer votre pipette. Livrées dans des boîtes de pointes de pipettes robustes et empilables.

Les pointes 0,1-10 XL/20 µl (7.695 881) sont compatibles avec 20 µl Eppendorf Reference®, Eppendorf Research® Plus et Brand Transferpette®.

Accessoires **Pipettes monocal**

Accessoires **Kits de démarrage pour pipettes monocal**

Accessoires **Pipettes à huit canaux**

Accessoires **Pipettes à douze canaux**

Alternative **Pointes de pipettes sans barrière aérosol en rack, stérile**

Alternative **Pointes de pipettes sans barrière aérosol dans un rack, non stériles**