LGUex 1500

Congélateur de laboratoire électronique Comfort **MediLine**





| Volume brut/utile | 139/129 [|
|---------------------------------------|--|
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 601/618/820 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 454/450/663 |
| Consommation électrique en 365 jours | 294 kWh |
| Température ambiante | +10 °C à +35 °C |
| Dégagement de chaleur | 330 kJ/h |
| Réfrigérant | R 600a |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Système de réfrigération | statique |
| Dégivrage | manuelle |
| Plage de température réglable | -9 °C à -26 °C |
| Gradient / fluctuation max. | 6,6 °C / 3,3 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier / blanc |
| Matériau de la porte | acier |
| Matériau de la cuve intérieure | ABS alimentaire blanc |
| Régulation électronique | affichage LED a 7 segments avec touches |
| Alarme de température | optique et sonore |
| Alarme de panne de courant | lorsque le courant revient |
| Contact sans potentiel | oui |
| Type de mise en réseau | SmartCoolingHub |
| Solution de mise en réseau | Installation ultérieure possible |
| Interface de connexion | RS485 |
| Type de clayettes | Plaques d'évaporation fixes |
| Surface de rangement utile en mm (L / | 470 / 450 |
| P) | |
| Résistance tablettes de rangement | 24 kg |
| Tiroirs | 3 |
| Nombre de corbeilles | 1 |
| Hauteur de compartiment en mm | 1×149 |
| Poignée barre | Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré |
| Passage de capteurs | 1 x Ø 10 mm |
| Type de serrure | mécanique |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Poids brut/net | 43/42 kg |
| EAN-Nr. | 9005382237298 |
| | |

