


A 14/1
Couvercle
pour la fixation de charges fragiles.



- Couvercle en inox
- Découpe 7 x 7 mm, entretoise 3 mm

Code EAN: 4002516340126 / Numéro de matériel: 11131560 /
Ancien Numéro de matériel: 69746003D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Familie produits/accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	18,2
Dimension extérieure, largeur nette en mm	223
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	256
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	65
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,35