

BACS POLYCARBONATES 8 L ET 11 L

Référence :
YE 931
YE 930



Prisma

① **Volume : 8 L et 11 L**

② **Matière : Polycarbonate**

Avantages produit :

Emboîtables pour un faible encombrement ou stockage
Les bacs sont gradués pour évaluer la quantité de liquide

Description

Bacs polycarbonates 8 L ou 11 L

Nombre maximum de portoirs

de longueur 30 cm : 2

de longueur 24 cm : 3

Caractéristiques	Données Techniques	Accessoires en
Type	Bacs polycarbonates 8 L et 11 L	
Matière	Polycarbonate	
Dimensions intérieures cuve (longueur x largeur x profondeur)	YE 931 – 8 L : 30 X 24 X 15 cm YE 930 – 11 L : 30 X 24 X 20 cm	
Dimensions extérieures (longueur x largeur x profondeur)	YE 931 – 8 L : 32.5 X 26.5 X 15 cm YE 930 – 11 L : 32.5 X 26.5 X 20 cm	

Volume utile	8 L ou 11 L
Chauffage & température	Bacs conçus pour une utilisation de - 40 °C à + 100 °C Les portoirs pour tubes peuvent être utilisés dans une plage de température de - 10 °C à + 65 °C



Distribué par **Humeau**

Z.A. Hauts de Couëron - 11 rue des Imprimeurs

CS 24220 - 44220 Couëron - France

t. : +33 (0)2 40 93 53 53

info@humeau.com - www.humeau.com