

Fiche Technique

Densimètre En Verre Non Normalisé


Référence 3010FG120/20-qp

A usage général

A masse volumique (g/ml)

Lecture au-dessous du ménisque

Livré sans certificat d'étalonnage



Caractéristiques

- Série 100 g/ml
- Échelle de mesure 1.200-1.300 g/ml
- Division: 0.001 g/ml
- Tolérance : ± 0.002 g/ml
- Temp. d'étalonnage : 20°C
- Tension de surface: 55 mN/m
- ± 300 mm
- En étui individuel

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France