

ProCare Lab 10 MA - 10 I Détergent liquide, faiblement alcalin, 10 I pour le traitement optimal de la verrerie et des instruments de laboratoire.



- Sans tensioactifs et oxydants
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Convient pour différents matériaux
- Valeur de PH 11,6 11,8

Code EAN: 4002515660300 / Numéro de matériel: 10265680 / Ancien Numéro de matériel: 62923201EU1

Ancien Numéro de matériel: 62923201EU1	
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Bien
Élimination des protéines	Bien
Élimination des restes de terreau	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Valeur pH de la solution	11,6-11,8
Principaux domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalir
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde alcalin,Phosphate,Silicates
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Peu adapté aux métaux non ferreux	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Sans agents oxydants	•
Sans tensioactifs	•
Peu adapté à l'aluminium non anodisé	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	308
Dimension extérieure, largeur nette en mm	191
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	234
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	190
Poids brut en kg	15
Capacité en ml	10000
Conform., contrôles, indic.	
Conforme aux normes SGH/CLP	•