



Electrode sélective d'ions (ISE) Intellical ISENA38101 pour la mesure du sodium (Na⁺) avec pack de réactifs d'étalonnage

Réf. produit: ISENA381AP
EUR Prix: 1 011,00 €
Disponible

Le kit d'analyse de l'électrode sélective d'ions de sodium Intellical contient tout ce qu'il vous faut pour commencer la mesure du sodium (Na⁺) avec votre instrument de mesure HQD : l'ISE pour la mesure du sodium Intellical ISENA381 avec un câble de 1 m, les sachets de poudre de sodium ISA, des solutions standards de sodium à raison de 100 mg/L et 1 000 mg/L.

Offre une réactivité rapide, stable et précise

Rechargeables, faciles à entretenir avec conception d'un capteur de température intégré unique. Les sondes numériques Intellical verrouillent le résultat lorsque la mesure est stable, éliminant ainsi les approximations lorsque le chiffre ne cesse de changer.

Traçabilité finale dans l'historique des mesures

Horodatage pour chaque mesure, identifiant de l'opérateur et de l'échantillon, historique d'étalonnage, paramètres et numéro de série de la sonde.

Utilisateur averti si un réétalonnage est nécessaire

Aucune supposition approximative nécessaire pour fournir des résultats fiables et précis à chaque mesure.

Peuvent être déplacées d'un appareil de mesure à un autre sans besoin de réétalonnage ou de redéfinition des paramètres de mesure.

Idéale pour un environnement multi-utilisateurs avec plusieurs appareils de mesure de laboratoire et portables série HQD.

Caractéristiques

Contenu de la boîte:	Le kit comprend une électrode sélective d'ions sodium combinée Intellical ISENA381, un câble de 1 m (n° ISENA38101), des solutions standards de sodium Hach en flacons de 500 mL de 100 mg/L et 1 L (n° 2318153) de 1 000 mg/L (n° 1474949), un pack de 100 sachets de poudre pour l'ajustement de la force de sodium ionique (ISA) Hach (n° 4451569), et le manuel de base de l'utilisateur de l'ISE.
Exactitude:	± 0,02 mV ou 0,05 %, suivant la valeur la plus élevée
Exigences de test:	Paramètre nécessaire : sodium
	Profondeur minimum de l'échantillon (mm) : 26
Garantie:	6 mois
ISA requis:	4451569
Jonction:	Double jonction goupille annulaire perméable
Kit:	Oui
Kit de produits:	Modèle : ISENA381
	Accessoires inclus : pack de réactifs d'étalonnage
Longueur:	220 mm
Longueur de câble:	1 m

Paramètres:	Sodium
Plage de mesure:	0.023 mg/L (1 x 10 ⁻⁶ M) - 23 g/L (1 M) Na ⁺
Plage de température:	0 - 50 °C
Poids:	0,1 kg
Précision de la température:	±0,3 °C
Référence:	Ag/AgCl
Résolution:	2, 3, 4 chiffres significatifs à sélectionner
Résolution de la température:	0,1 °C
Sensor material:	Zeonor
Solution de remplissage:	2965126
Thermistance:	Intégré
Type d'électrode:	Rechargeables
Type de capteur:	Verre pH
Type de mesure:	Laboratoire
Type de méthode:	Laboratoire : élément de référence rechargeable
Type de sonde:	Défaut
Volume d'échantillon:	25 mL

Contenu de la boîte

Le kit comprend une électrode sélective d’ions sodium combinée Intellical ISENA381, un câble de 1 m (n° ISENA38101), des solutions standards de sodium Hach en flacons de 500 mL de 100 mg/L et 1 L (n° 2318153) de 1 000 mg/L (n° 1474949), un pack de 100 sachets de poudre pour l’ajustement de la force de sodium ionique (ISA) Hach (n° 4451569), et le manuel de base de l'utilisateur de l’ISE.

Accessoires obligatoires

- Solution de remplissage, ISENa381, 0,02 M, NH₄Cl, 59 mL (Item 2965126)