

ENTONNOIR MICROFUNNEL GN-6 STERILE P.0,45UM 100ML -X50

Ref : 181.051689.65

Entonnoirs de filtration à usage unique prêts à l'emploi avec membrane de filtration de 47 mm de diamètre pour l'analyse microbiologique. Rendent inutiles le nettoyage et la stérilisation nécessaires avec les entonnoirs réutilisables. Membrane facilement retirable pour la mise en culture sur milieu gélosé ou bouillon.

Surface de filtration : 13,46 cm²

Taille des pores : 0,45µm

ØxH :

100 ml : 61x76 mm avec couvercle

300 ml : 88x91 mm avec couvercle

Membranes :

GN-6 Metricel® : esters cellulosiques mixtes, blanc

Supor® : polyéthersulfone, blanc

Metricel® Black : polyéthersulfone modifié, noir

* Avec kit de couvercles pour boîte de Petri

ØxH : 100 ml : 61x76 mm avec couvercle ; 300 ml : 88x91 mm avec couvercle

Conditionnement : stérile, individuel. Vendu en carton de 50.



Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

