



## Référence 253859

Eponge, tryptone sel,  
dans sachet à lien de refermeture + 2 gants



ISO 18593 standard  
ISO 17604 standard

### Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en industrie agro-alimentaire et contrôles de carcasses en abattoir.  
Bactéries recherchées : Listeria, Salmonella, autres pathogènes.

### Composition :

- **Eponge :**
  - Cellulose qualité premium
  - 8x4cm, épaisseur 1,2 à 1,6cm
- **Diluant**
  - Tryptone sel
  - Dose calibrée : 10 ml
- **Sachet de prélèvement bleu**
  - 18x30cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
  - Large zone d'identification du prélèvement
- **Paire de gants**
  - Bleu, qualité vinyle, ambidextres, non-poudrés, taille 9 (L)
  - Livré dans un sachet zip 18 x 25cm, avec le kit de prélèvement chiffonnette



Référence	Conditionnement
253859	Carton de 50 pièces

### Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité *
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

\* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023

