

Produit	20824.296
Description du produit	Ethanol 96 % vol
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	64-17-5
Formule moléculaire	H ₃ CCH ₂ OH
Masse moléculaire	46.07

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.8 %
Titre (V/V)	95.1 - 96.9 %
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Aldéhydes (en CH ₃ CHO)	≤ 15 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.