

Produit	23835.328
Description du produit	Ether de pétrole 40-60°C (max. 0,01% hydrocarbures aromatiques)
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR ACS
Numéro CAS	64742-49-0

Analyses	Spécifications
Acidité	≤ 0.0002 meq/g
Indice de brome	≤ 1.0
Coloration	≤ 10 APHA
Distillation (40-60°C) (Vol %)	≥ 90 %
Substances colorées par H ₂ SO ₄	≤ 150 APHA
Benzène	≤ 100 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 10 ppm
S total (en SO ₄)	≤ 50 ppm
Eau	≤ 100 ppm
Al (Aluminium)	≤ 0.2 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.02 ppm
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.02 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.1 ppm
K (Potassium)	≤ 0.3 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.1 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.02 ppm
Na (Sodium)	≤ 1 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.02 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.1 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.03 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.1 ppm
Conforme à ACS	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
Briare; France